

ウサギ抗ヒトCd172B モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - O00241

商品番号: CM0007767



前書き

で標識されたウサギモノクローナル抗体で、ヒトCD172b（SIRP-beta-1）を認識し、フローサイトメトリー（FC）用途に適しています。ヒトサンプルでの使用が検証済みです。骨髄球制御やSYK経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD172b mAb
別名	CD172b; SIRP-BETA-1
対象種	ヒト
GeneID	10326
免疫原	ヒトCD172b (NP_006056.2) のアミノ酸30～371番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O00241
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	保冷剤