

ウサギ抗ヒト CD177 モノクローナル抗体（Fc用） - Q8N6Q3

商品番号: CM0011703

前書き

ヒトCD177抗原を標的とするコンジュゲートウサギモノクローナル抗体。好中球の機能、接着、および遊走の研究のためにフローサイトメトリー（FC）で検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD177 mAb
備考/別名	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; CD177抗原
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57126
GeneID	57126
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD177 (NP_065139.2) のアミノ酸22-407に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N6Q3
タンパク質分子量	15kDa/27kDa/46kDa
配送	氷袋