

フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトCD177モノクローナル抗体（）- Q8N6Q3

商品番号: CM0010325

前書き

ヒトCD177に対するウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に結合しています。活性化および遊走に関与する好中球特異的GPIアンカー型受容体を認識します。免疫学、炎症学、血液学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD177 mAb
備考／別名	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; CD177抗原
種	ヒト
GeneID（ヒト）	57126
GeneID	57126
免疫原	ヒトCD177のアミノ酸22～407（NP_065139.2）を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N6Q3
タンパク質分子量	15kDa/27kDa/46kDa
配送	保冷バッグ