

ウサギ抗ヒト CD185/Cxcr5 モノクローナル抗体（Fc用） - P32302

商品番号: CM0005585

前書き

結合ウサギモノクローナル抗体（ヒト CD185/CXCR5用）。フローサイトメトリー向けに設計されており、B細胞移動およびバーキットリンパ腫の研究に有用です。ヒトとの交差反応性が確認されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD185/CXCR5 mAb
備考/別名	BLR1; CD185; MDR15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	643
GeneID	643
免疫原	ヒト CD185/CXCR5 (NP_033981.2) のアミノ酸 1-47aa に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32302
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ