

ウサギ抗ヒト Cd185/Cxcr5 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P32302

商品番号: CM0009055

前書き

フローサイトメトリー用に検証されたウサギ抗ヒト CD185/CXCR5
モノクローナル抗体。B細胞移動およびバーキットリンパ腫の研究に最適です。CamelBioによるIVD原料のIVD原材料のワンストップ調達。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD185/CXCR5 mAb
備考/別名	BLR1; CD185; MDR15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	643
GeneID	643
免疫原	組換えタンパク質 ヒト CD185/CXCR5 (NP_001707.1) のアミノ酸 1-47 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32302
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ