


ウサギ抗ヒト CD197/Ccr7 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P32248

商品番号: CM0007918



前書き

ヒト CD197/CCR7 を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。リンパ球ホーミングに関与する 43kDa の GPCR を検出し、免疫学および EBV 研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD197/CCR7 mAb
備考／別名	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7
種	ヒト
Gene ID	1236
免疫原	ヒト CD197/CCR7 (NP_001829.1) のアミノ酸 25～59 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32248
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷バッグ