


ウサギ抗ヒト CD1B モノクローナル抗体 (フローサイトメトリー用) - P29016

商品番号: CM0011581



前書き

フローサイトメトリー用
標識ウサギモノクローナル抗ヒト CD1b 抗体 (SWISS P29016)。脂質抗原提示およびT細胞応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD1B モノクローナル抗体
備考/別名	RI; CD1; CD1A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	910
遺伝子ID	910
免疫原	ヒト CD1B のアミノ酸 18-303 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001755.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P29016
タンパク質重量	37kDa/30kDa
配送	アイスバッグ