

ウサギ抗ヒトCD1cモノクローナル抗体（Fc用） - P29017

商品番号: CM0012411



前書き

フローサイトメトリー（FC）で検証済みの、標識ウサギ抗ヒトCD1cモノクローナル抗体です。脂質抗原提示分子であるCD1c（UniProt P29017）を標的とします。T細胞免疫学、抗原提示、およびリンパ系悪性腫瘍の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD1c mAb
備考/別名	R7; CD1; CD1A; BDCA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	911
GeneID	911
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD1cのアミノ酸19-298に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001756.2)。
宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P29017
タンパク質重量	38kDa
配送	アイスパック