


ウサギ抗ヒト CD1c モノクローナル抗体（Fc用） - P29017

商品番号: CM0006262



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体（ヒトCD1c用）。フローサイトメトリーで検証済み。ヒトCD1cに特異的で、樹状細胞および皮質胸腺細胞と反応します。免疫表現型解析および免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD1c mAb
備考/別名	R7; CD1; CD1A; BDCA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	911
GeneID	911
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCD1c (NP_001756.2) のアミノ酸19-298に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P29017
タンパク質分子量	38kDa
配送	氷袋