


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCD1c モノクローナル抗体 - P29017

商品番号: CM0005987



前書き

脂質抗原提示タンパク質であるヒトCD1cを標的とする、共役ウサギモノクローナル抗体です。ヒト検体を用いたフローサイトメトリー（FC）に最適化されています。免疫学および樹状細胞研究における研究用途での検証が完了しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD1c mAb
備考／別名	R7; CD1; CD1A; BDCA1
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	911
遺伝子ID	911
免疫原	ヒトCD1c (NP_001756.2) のアミノ酸19～298に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P29017
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	保冷剤