

ウサギ抗ヒト CD1d Mab - P15813

商品番号: CM0009531



前書き

糖脂質の主要な抗原提示糖タンパク質であるヒトCD1dを標的とする、結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。NKT細胞生物学および免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD1d mAb
備考/別名	R3; CD1A; R3G1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	912
GeneID	912
免疫原	ヒトCD1d (NP_001757.1) のアミノ酸20-301に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P15813
タンパク質分子量	38kDa
配送	氷袋