

ウサギ抗ヒト CD1d モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P15813

商品番号: CM0011989



前書き

ヒト CD1d (P15813) を標的とする

結合ウサギモノクローナル抗体。糖脂質提示および NKT

細胞生物学の研究のために、フローサイトメトリーで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD1d mAb
備考/別名	R3; CD1A; R3G1
種	ヒト
遺伝子 ID (ヒト)	912
遺伝子 ID	912
免疫原	組換えタンパク質 ヒト CD1d (NP_001757.1) のアミノ酸 20-301 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P15813
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスパック