

標識 ウサギ 抗ヒト CD1D モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P15813

商品番号: CM0005991

前書き

標識、ヒト CD1d
に対するウサギモノクローナル抗体（クローン R3G1）。フローサイトメトリー用に検証済みで、糖脂質提示受容体（UniProt P15813）を標的とします。NKT細胞および自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ 抗ヒト CD1d mAb
備考/別名	R3, CD1A, R3G1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	912
GeneID	912
免疫原	ヒトCD1d（NP_001757.1）のアミノ酸20-301に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	ヒト
SWISS	P15813
タンパク質重量	38kDa
輸送	保冷バッグ