

ウサギ抗ヒトCd2 Mab - P06729

商品番号: CM0012209



前書き

ヒトCD2（LFA-2、SRBC）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。T細胞およびNK細胞の免疫表現型解析、接着研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD2 mAb
備考／別名	T11; SRBC; LFA-2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	914
遺伝子ID	914
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P06729
タンパク質分子量	39kDa
輸送条件	保冷バッグ