

ウサギ抗ヒトCD2モノクローナル抗体（Fc用） - P06729

商品番号: CM0012787



前書き

ヒトCD2（T11、LFA-2）に特異的に結合する高品質な組換えウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでの検証済みで、T細胞を介した接着およびシグナル伝達メカニズムの解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD2 mAb
備考／別名	T11；SRBC；LFA-2
種	ヒト
GeneID	914
免疫原	ヒトCD2（NP_001758.2）のアミノ酸25～209に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P06729
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ