

ウサギ抗ヒトCD2モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P06729

商品番号: CM0010833



前書き

ヒトCD2（T11、LFA-2）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済み。接着およびシグナル伝達に参与する39 kDaのT細胞表面糖タンパク質を認識します。リンパ球サブセット解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD2 mAb
備考/別名	T11 ; SRBC ; LFA-2
種	ヒト
遺伝子ID	914
免疫原	ヒトCD2のアミノ酸25〜209に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001758.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P06729
タンパク質分子量	39 kDa
配送	保冷剤