

ウサギ抗ヒト CD2 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P06729

商品番号: CM0008269



前書き

フローサイトメトリー検出用に検証された、ヒトCD2を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。T細胞およびNK細胞の研究用途に適しています。診断薬開発のためのIVD原材料。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD2 mAb
備考/別名	CD2; LFA-2; SRBC; T11; CD2分子
種	ヒト
遺伝子ID	914 (ヒト)
免疫原	ヒトCD2 (NP_001758.2) のアミノ酸25-209に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P06729
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋