

フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトCd200/Ox2モノクローナル抗体 - P41217

商品番号: CM0008937

前書き

ヒトCD200/OX2を標的とする抱合ウサギモノクローナル抗体です。ヒトサンプルを用いたフローサイトメトリーアプリケーションで検証済みです。T細胞の共刺激および骨髓球系細胞の活性の研究に有用です。研究用途のみに限定されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD200/OX2 mAb
備考/別名	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; CD200分子
対象種	ヒト
遺伝子ID	4345
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P41217
タンパク質分子量	30kDa/31kDa/32kDa
配送方法	保冷剤