

ウサギ抗ヒト CD200/Ox2 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P41217

商品番号: CM0008535

前書き

に結合したウサギモノクローナル抗体で、ヒト CD200/OX2 を特異的に認識します。免疫調節研究におけるフローサイトメトリーに適しています。P41217。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD200/OX2 mAb
備考/別名	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; CD200 molecule
種	ヒト
遺伝子ID	4345
免疫原	ヒト CD200/OX2 (NP_001352780.1) のアミノ酸 31-232 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P41217
タンパク質分子量	30kDa/31kDa/32kDa
配送	アイスバッグ