


ウサギ抗ヒト CD200R モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q8Td46

商品番号: CM0009261



前書き

ヒト CD200R (OX2R) を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）アプリケーション用に設計されています。炎症の調節に参与する抑制性免疫チェックポイント受容体である、ヒト CD200 受容体 1 に特異的です。免疫表現型解析および免疫腫瘍学の研究に最適です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD200R mAb
備考/別名	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
種	ヒト
遺伝子 ID (ヒト)	131450
遺伝子 ID	131450
免疫原	ヒト CD200R (NP_740750.1) のアミノ酸 29-240 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TD46
タンパク質分子量	19kDa/21kDa/37kDa/39kDa
配送	アイスパック