


ウサギ抗ヒト CD200R モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q8Td46

商品番号: CM0009025



前書き

ヒトCD200Rに対するウサギモノクローナル抗体。標識済みで、フローサイトメトリー用に検証済み。免疫腫瘍学および炎症研究において、免疫細胞上のCD200受容体の発現を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD200R mAb
備考/別名	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	131450
遺伝子ID	131450
免疫原	ヒトCD200Rのアミノ酸29-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_740750.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TD46
タンパク質重量	19kDa/21kDa/37kDa/39kDa
配送	アイスバッグ