


ウサギ抗ヒトCD201/Epcr モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Unn8

商品番号: CM0011356



前書き

ヒトCD201/EPCRを標的とする結合型ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、凝固に関与する内皮プロテインC受容体に結合します。IVDアッセイ開発や止血研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD201/EPCR mAb
別名	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; プロテインC受容体
対象種	ヒト
遺伝子ID	10544
免疫原	ヒトCD201/EPCR (NP_006395.2) のアミノ酸18-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UNN8
タンパク質分子量	26kDa
発送	氷袋梱包