


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト CD201/Epcr モノクローナル抗体 - Q9Unn8

商品番号: CM0008301



前書き

ヒトCD201/EPCRを標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。止血研究におけるプロテインC抗凝固経路および内皮細胞生物学の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD201/EPCR mAb
備考/別名	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; プロテインC受容体
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10544
GeneID	10544
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD201/EPCR (NP_006395.2)のアミノ酸18-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UNN8
タンパク質分子量	26kDa
発送	保冷バッグ