


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト CD201/Epcr モノクローナル抗体 - Q9Unn8

商品番号: CM0008533



前書き

ヒトCD201/EPCRに対するウサギ組換えモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に標識されています。内皮細胞上の内因性CD201/EPCRを検出します。止血研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	標識 ウサギ抗ヒト CD201/EPCR mAb
備考/別名	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; プロテインC受容体
種	ヒト
遺伝子ID	10544
免疫原	ヒトCD201/EPCR (NP_006395.2) のアミノ酸18-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UNN8
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ