


ウサギ抗ヒト CD201/Epcr モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Unn8

商品番号: CM0004546



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、ヒト

CD201/EPCR を標的とする

結合ウサギモノクローナル抗体。内皮細胞におけるプロテインC抗凝固経路、凝固研究、および止血の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	ウサギ抗ヒト CD201/EPCR mAb
備考/別名	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; プロテインC受容体
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10544
GeneID	10544
免疫原	組換えタンパク質 / ヒト CD201/EPCR (NP_006395.2) のアミノ酸 18-210 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UNN8
タンパク質分子量	27kDa
配送	アイスバッグ