


ウサギ抗ヒトCD204 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P21757

商品番号: CM0009287



前書き

フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みの、結合型ウサギ抗ヒトCD204モノクローナル抗体です。修飾LDL取り込みと自然免疫における主要な受容体であるヒトマクロファージスカベンジャー受容体MSR1（CD204）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD204 mAb
別名	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4481
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD204（NP_619729.1）のアミノ酸77～451番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
UniProt アクセッション番号	P21757
タンパク質分子量	40kDa/43kDa/50kDa
輸送方法	保冷剤