

Rabbit Anti-Human Cd204 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P21757

商品番号: CM0010382



前書き

フローサイトメトリー用ヒトCD204（MSR1/SCARA1）標識モノクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済み。変性LDLの取り込みや自然免疫に関与するスカベンジャー受容体を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD204 mAb
備考/別名	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4481
免疫原	ヒトCD204 (NP_619729.1) のアミノ酸77-451に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P21757
タンパク質分子量	40kDa/43kDa/50kDa
配送	氷袋