


ウサギ抗ヒト CD206/Mmr モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P22897

商品番号: CM0011747



前書き

フローサイトメトリー用に開発された、ヒトCD206/MMRを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。組換え細胞外ドメインを免疫原として設計されており、ヒト試料中のマクロファージマンノース受容体の検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD206/MMR mAb
別名	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA54H119.1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4360
GeneID	4360
免疫原	ヒトマンノース受容体/CD206 (NP_002429.1) のアミノ酸19-1389番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P22897
タンパク質分子量	166kDa
輸送方法	保冷剤