


ウサギ抗ヒトCD206/Mmr モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P22897

商品番号: CM0008122



前書き

フローサイトメトリー用の標識ウサギ抗ヒトCD206/MMRモノクローナル抗体です。ヒトマクロファージマンノース受容体1を標的とし、FCでの検証が完了しています。免疫腫瘍学および感染症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD206/MMR mAb
別名	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541119.1
対象種	ヒト
遺伝子ID	4360
免疫原	ヒトマンノース受容体/CD206 (NP_002429.1) のアミノ酸19-1389番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P22897
タンパク質分子量	166kDa
輸送方法	保冷剤