


ウサギ抗ヒトCD213A1/IL-13Rα1 モノクローナル抗体（Fc用） - P78552

商品番号: CM0011407



前書き

ヒトIL-13Rα1

(CD213a1)に対する組換えウサギモノクローナル抗体で、で標識されています。フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。免疫研究やがん研究におけるIL 13/IL4受容体シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD213a1/IL-13Rα1 mAb
備考/別名	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; interleukin-13 receptor subunit alpha-1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3597
GeneID	3597
免疫原	ヒトCD213a1/IL-13Rα1 (NP_001551.1)のアミノ酸29～343番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P78552
タンパク質分子量	31kDa/48kDa
輸送方法	保冷剤