


ウサギ抗ヒト CD213A1/IL-13Rα1

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P78552

商品番号: CM0008290



前書き

ヒトCD213a1/IL-13Rα1を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。細胞外ドメインに結合し、免疫学およびサイトカインシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD213a1/IL-13Rα1 mAb
別名	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; インターロイキン13受容体サブユニットα1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3597
遺伝子ID	3597
免疫原	ヒトCD213a1/IL-13Rα1 (NP_001551.1) のアミノ酸29-343番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
応用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P78552
タンパク質分子量	31kDa/48kDa
輸送方法	氷袋