

Rabbit Anti-Human Cd215/Il-15R Alpha Monoclonal Antibody For Fc - Q13261

商品番号: CM0003997



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトCD215/IL-15受容体アルファを標的とする高親和性結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済みであり、免疫細胞受容体シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD215/IL-15R alpha mAb
備考/別名	CD215
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3601
遺伝子ID	3601
免疫原	ヒトCD215/IL-15R alpha (NP_002180.1) のアミノ酸31-205に相当する配を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13261
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスバッグ