

ウサギ抗ヒトCD215/IL-15Rα モノクローナル抗体 フローサイトメトリー用 - Q13261

商品番号: CM0011055



前書き

ヒトCD215/IL-

15Rαを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。FC（フローサイトメトリー）アプリケーションで検証済みです。免疫シグナル伝達に参与する高親和性IL-15受容体であり、免疫学および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD215/IL-15Rα mAb
別名	CD215
対象種	ヒト
GeneID	3601
免疫原	ヒトCD215/IL-15Rα（NP_002180.1）のアミノ酸31～205番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13261
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	氷袋