

ウサギ抗ヒトCD215/IL-15Rα モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q13261

商品番号: CM0010342



前書き

ヒトCD215/IL-15Rα(IL15RA)に対する共役ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。分子量15-28 kDaのヒト受容体を認識し、免疫シグナル伝達および受容体研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD215/IL-15Rα mAb
別名	IL15RA; CD215; インターロイキン-15受容体サブユニットα
対象種	ヒト
遺伝子ID	3601
免疫原	ヒトCD215/IL-15Rα(NP_002180.1)のアミノ酸31-205番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13261
タンパク質分子量	15-28kDa
発送方法	保冷剤