


ウサギ抗ヒトCD22モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P20273

商品番号: CM0006086



前書き

フローサイトメトリー用の標識ウサギ抗ヒトCD22モノクローナル抗体。B細胞受容体CD22（95 kDa）に反応します。CD22はSiglecファミリーに属し、B細胞のシグナル伝達と接着に関与しています。B細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD22 mAb
備考／別名	CD22 ; SIGLEC-2 ; SIGLEC2 ; CD22分子
種	ヒト
GeneID（ヒト）	933
GeneID	933
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD22（NP_001762.2）のアミノ酸20～687に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P20273
タンパク質分子量	95 kDa
輸送	アイスバッグ