

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒトCD22 モノクローナル抗体 - P20273

商品番号: CM0005724



前書き

ヒトCD22 (Siglec-2)

を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。Bリンパ球におけるフローサイトメトリーで検証済み。組換え免疫原 (aa

20-687)。免疫表現型解析およびB細胞研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD22 mAb
備考/別名	SIGLEC2; SIGLEC-2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	933
遺伝子ID	933
免疫原	ヒトCD22 (NP_001762.2)のアミノ酸20-687に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P20273
タンパク質分子量	95kDa
発送条件	保冷剤 (氷袋)