

ウサギ抗ヒト CD225/Ifitm1 モノクローナル抗体 Fc（細胞内）用 - P13164

商品番号: CM0009556

前書き

細胞内フローサイトメトリー用のヒト CD225/IFITM1 を標的とする
結合ウサギモノクローナル抗体。抗ウイルスおよびがん研究に最適；ヒトサンプルに反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD225/IFITM1 mAb
備考/別名	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a
種	ヒト
遺伝子ID	8519
免疫原	ヒト CD225/IFITM1 (NP_003632.4) のアミノ酸 1-80 内の配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P13164
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスパック