


ウサギ抗ヒトCD226/Dnam-1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q15762

商品番号: CM0007986



前書き

ヒトCD226/DNAM-1を標的とする高性能標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証済みです。免疫腫瘍学研究において、NK細胞およびT細胞を介した細胞傷害活性の研究に欠かせないツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD226/DNAM-1 mAb
別名	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLI5A1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10666
GeneID	10666
免疫原	ヒトCD226/DNAM-1 (NP_006557.2) のアミノ酸19-247番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15762
タンパク質分子量	39kDa
発送方法	保冷剤