

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト CD228/Mfi2 モノクローナル抗体 - P08582

商品番号: CM0012084



前書き

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト CD228/MFI2（メラノトランスフェリン）モノクローナル抗体。ヒトサンプルにおいて 32/80 kDa のタンパク質を検出します。メラノーマ、胎児組織、鉄輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD228/MFI2 mAb
備考/別名	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4241
GeneID	4241
免疫原	ヒト CD228/MFI2 (NP_005920.2) のアミノ酸 20-708 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P08582
タンパク質分子量	32kDa/80kDa
発送	保冷バッグ