

ウサギ抗ヒトCD228/Mfi2 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08582

商品番号: CM0011127



前書き

ヒトCD228/メラノトランスフェリン(MFI2)を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、黒色腫および鉄代謝研究に最適です。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD228/MFI2 mAb
備考/別名	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4241
遺伝子ID	4241
免疫原	組換えタンパク質。ヒトCD228/MFI2 (NP_005920.2) のアミノ酸20〜708番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P08582
タンパク質分子量	32kDa/80kDa
発送方法	保冷剤