

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト CD228/Mfi2 モノクローナル抗体 - P08582

商品番号: CM0008363



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトCD228/MFI2（メラノトランスフェリン、p97）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。メラノーマ関連抗原および鉄トランスポーターを認識。ヒト検体に適しています。P08582。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD228/MFI2 mAb
備考/別名	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	4241
GeneID	4241
免疫原	ヒトCD228/MFI2 (NP_005920.2) のアミノ酸20-708に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P08582
タンパク質分子量	32kDa / 80kDa
発送条件	保冷剤