


ウサギ抗ヒトCD235a/Glycophorin A Mab (Fc用) - P02724

商品番号: CM0008434



前書き

ヒトCD235a/Glycophorin

Aを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、ヒトに反応します。主要な赤血球膜タンパク質であり、MN血液型抗原です。血液研究や感染症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD235a/Glycophorin A mAb
備考/別名	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2993
GeneID	2993
免疫原	ヒトCD235a (NP_002090.4) のアミノ酸20～91番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P02724
タンパク質分子量	13kDa/16kDa
発送	保冷剤