


ウサギ抗ヒト CD235a/グリコホリンA モノクローナル抗体 (フローサイトメトリー用) - P02724

商品番号: CM0008475



前書き

フローサイトメトリー用

標識ウサギモノクローナル抗体（標的：ヒト CD235a/グリコホリンA）。ヒトサンプルで検証済み。
。MN血液型抗原を有する主要な赤血球膜タンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD235a/グリコホリンA モノクローナル抗体
備考/別名	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2993
遺伝子ID	2993
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P02724
タンパク質重量	13kDa/16kDa
配送	アイスバッグ