


ウサギ抗ヒトCD235a/Glycophorin A モノクローナル抗体（Fc用） - P02724

商品番号: CM0011533



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒトCD235a/Glycophorin

A（GYPA）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルと交差反応し、赤血球膜および血液型抗原の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD235a/Glycophorin A mAb
備考／別名	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2993
GeneID	2993
免疫原	組換えタンパク質（ヒトCD235a/Glycophorin A（NP_002090.4）のアミノ酸20～91に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P02724
タンパク質分子量	13kDa/16kDa
輸送	保冷バッグ