


ウサギ抗ヒトCD235A/グリコホリンA

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P02724

商品番号: CM0005385



前書き

ヒトグリコホリンA（CD235a）に特異的な高品質ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。赤血球膜研究、血液型抗原研究、宿主-病原体相互作用アッセイに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD235a/グリコホリンA mAb
別名	MN, GPA, MNS, GPSAT, PAS-2, CD235a, GPErik, HGpMiV, HGpMiXI, HGpSta(C)
対象種	ヒト
遺伝子ID	2993
免疫原	ヒトCD235a/グリコホリンA（NP_002090.4）のアミノ酸20～91番を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P02724
タンパク質分子量	13kDa/16kDa
発送	保冷剤