

## フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト CD239/Bcam モノクローナル抗体 - P50895

商品番号: CM0009370



### 前書き

ヒト CD239/BCAM を標的とする  
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用にバリデーション済みで、ラミニン結合および細胞移動に関与する67 kDaの細胞接着分子であるヒト CD239 に特異的に反応します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 製品名        | ウサギ抗ヒト CD239/BCAM mAb                                      |
| 備考／別名      | BCAM; AU; CD239; LU; MSK19; 基底細胞接着分子                       |
| 種          | ヒト                                                         |
| GeneID（ヒト） | 4059                                                       |
| GeneID     | 4059                                                       |
| 免疫原        | ヒト CD239/BCAM（NP_005572.2）のアミノ酸32～547に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                        |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                  |
| アプリケーション   | FC                                                         |
| 交差反応性      | ヒト                                                         |
| SWISS      | P50895                                                     |
| タンパク質分子量   | 67 kDa                                                     |
| 配送         | 保冷バッグ                                                      |