

ウサギ抗ヒト CD239/Bcam モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P50895

商品番号: CM0008091



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、ヒト

CD239/BCAM を標的とする

標識ウサギモノクローナル抗体。がんおよび免疫学研究における細胞接着、遊走、ルーテラン血液型抗原の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD239/BCAM mAb
備考/別名	BCAM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4059
GeneID	4059
免疫原	ヒト CD239/BCAM (NP_005572.2) のアミノ酸 32-547 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P50895
タンパク質分子量	67kDa
配送	氷袋