

ウサギ抗ヒトCD24モノクローナル抗体 If/Icc、Fc用途 - P25063

商品番号: CM0005305

前書き

ヒトCD24に対する組換えウサギモノクローナル抗体で、で直接標識されています。免疫蛍光法およびフローサイトメトリーでの使用が検証済みです。B細胞活性化および免疫応答を制御するGPIアンカー型糖タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD24モノクローナル抗体
別名	CD24A; CD24
反応種	ヒト
遺伝子ID	100133941
免疫原	ヒトCD24（NP_037362.1）のアミノ酸1-80番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC、FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P25063
タンパク質分子量	8kDa; 13kDa
輸送方法	氷袋梱包