

Rabbit Anti-Human Cd24 Monoclonal Antibody For Fc - P25063

商品番号: CM0008637

前書き

フローサイトメトリー用にで標識された、ヒトCD24に対するウサギモノクローナル抗体。FCで検証済み。B細胞の活性化および細胞分化に関与するヒトCD24を認識します。タンパク質分子量は8kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD24 mAb
備考/別名	CD24A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	100133941
GeneID	100133941
免疫原	ヒトCD24 (NP_037362.1) のアミノ酸1-80配列内に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P25063
タンパク質分子量	8kDa
配送	氷袋