

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト CD244/2B4 モノクローナル抗体 - Q9Bzw8

商品番号: CM0009571

前書き

フローサイトメトリー用、ヒト CD244/2B4 (SLAMF4) を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。ナチュラルキラー細胞およびT細胞サブセットに特異的。ヒト検体で検証済み。免疫細胞プロファイリングおよび機能研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD244/2B4 mAb
備考/別名	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; CD244分子
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51744
GeneID	51744
免疫原	ヒト CD244/2B4 のアミノ酸 22-221 に対応する組換えタンパク質 (NP_001160135.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BZW8
タンパク質分子量	30kDa/36kDa/41kDa
発送	保冷バッグ